

www.de2estemwinkel.nl

info@de2estemwinkel.nl

030 – 232 14 83

Plakprotocol voor het opbrengen van een pleister

- Lees altijd de gebruiksaanwijzing van uw pleister. Pleisters kunnen verschillen.
- Week de pleister los met een daarvoor geschikt product.
- Verwijder de oude pleister voorzichtig.
- Trek nooit aan de pleister, dat beschadigt uw huid.
- Resterende lijmresten verwijdert u op dezelfde manier.
- U kunt uw huid ontvetten met de daarvoor beschikbare kant en klare producten.
- Verzorg uw huid met een daarvoor geschikt product, u brengt hiermee een beschermend laagje aan op uw huid.
- Laat dit gedurende enkele minuten goed drogen.
- Maak de pleister warm op lichaamstemperatuur, dit verhoogt de kleefkracht aanzienlijk. Dit kan door de pleister tussen uw handen te houden.
- Trek de huid strak en breng de nieuwe pleister aan. Wrijf zacht na.
- Wacht 10 minuten voordat u de filtercassette in de pleister plaatst.
- De pleister heeft na 10 minuten zijn optimale kleefkracht bereikt.
- Voor freehands spreken adviseren wij u om 30 minuten te wachten.
- Zijn er problemen of heeft u nog vragen ? Neemt u dan contact op met De 2^e Stemwinkel. Wij adviseren u graag.